

## راهنمای استفاده از جلیقه انتقال از روی ویلچر

جلیقه انتقال مناسب افرادی است که پایداری بدنی کمی دارند. این جلیقه برای انتقال بیمار از تختخواب، صندلی چرخدار یا صندلی آسانسور توصیه می شود. مهم است که اندازه جلیقه را مناسب انتخاب کنید. اگر بیمار از نظر جثه بیش از حد بزرگ باشد، از قلاب های بالاتر در صورتی که کوچک باشد از قلابهای پایین تر استفاده کنید

۱) ممکن است دو نفر مراقبت کننده برای انتقال امن لازم باشد. بیمار باید به سمت جلو خم شود، در حالی که یک نفر مراقب کننده، جلیقه را قرار می دهد، نفر دوم در مقابل بیمار قرار می گیرد تا مانع از افتادن او شود.



۲) کف دست خود را در جیب پشت جلیقه قرار دهید و در حالیکه بیمار به جلو خم شده دست خود را به همراه جلیقه به زیر بیمار هدایت کنید این بسیار مهم است که دست شما درست به زیر بیمار در حالی که او تا حدودی به جلو خم شده برسد تا جلیقه در موقعیت درست خود قرار گیرد

۳) گوشه های دراز جلیقه را که وظیفه نگهداشتن پاهای بیمار را دارند را با بلند کردن پای بیمار به زیر ران بیمار قرار دهید

۴) بعد از قرار دادن جلیقه در زیر ران بیمار (نکته مفید) در جلوی بیمار قرار بگیرید و با قرار دادن کف دست خود در روی زانوی بیمار و در عین حال گرفتن گوشه دراز جلیقه آن را به سمت خود بکشید تا درست در زیر ران بیمار قرار گیرد



۵) اگر نفر دومی کنارتان هست میتوانید از او بخواهید تا در گذاشتن گوشه های جلیقه به زیر پای بیمار به شما کمک بکند بعد از گذاشتن جلیقه در زیر بیمار حلقه های موجود در گوشه جلیقه را بصورت ضربدری در قلاب های موجود در بازوی لیفترا وصل نمایید همچنین حلقه های پشت سر بیمار را بصورت موازی به قلاب موجود در بازوی لیفترا وصل نمایید

بعد از طی پنج مرحله بالا میتوانید بیمار را با فار دادن شاسی هندست از روی ویلچر بردارید

نکته مهم اگر ویلچرو یا هر وسیله ای که قصد برداشتن بیمار را از روی او دارید در جلوی لیفترا جا نشد با فشار دادن پدال فرمان پایه های لیفترا را از هم دور نمایید اینکار نتنها باعث جا شدن بهتر ویلچر در جلوی لیفترا میشود حتی باعث افزایش پایداری لیفترا نیز می گردد