

راهنمای استفاده از جلیقه انتقال در روی تخت یا سطح زمین

جلیقه انتقال مناسب افرادی است که پایداری بدنی کمی دارند. این جلیقه برای انتقال بیمار از تختخواب، صندلی چرخدار یا صندلی آسانسور توصیه می شود. مهم است که اندازه جلیقه را مناسب انتخاب کنید. اگر بیمار از نظر جثه بیش از حد بزرگ باشد، از قلاب های بالاتر در صورتی که کوچک باشند از قلابهای پایین تر استفاده کنید

۱) اگر یک تخت قابل تنظیم دارید، ارتفاع آن را در حالت متوسط قرار دهید و اطمینان حاصل شود که بیمار راحت و هیچ گونه استرسی نداشته باشد چرخهای تخت را قفل کنید



بیمار را به یک طرف پهلو بخوابانید و لبه جلیقه را تا جایی که میتوانید به زیر بیمار قرار دهید اگر لازم باشد مقداری از لبه را تا کنید تا در موقع برگرداندن بیمار به حالت پشت ستون فقرات ولی درست در قسمت وسط جلیقه قرار گیرد. اگر قسمتی از لبه جلیقه در زیر بیمار بصورت ناشده هست سعی کنید با برگرداندن بیمار به طرف دیگر آن قسمت را صاف نمایید اگر تخت بستری دارای پشتی هست آن را برای سهولت کار بلند کنید در غیر اینصورت لازم نیست

گوشه های نگهدارنده ران را از زیر ران بیمار رد کنید برای اینکار میتوانید پای بیمار را از زانو خم کنید و از زیر پا رد بکنید دقت کنید پارچه زیر ران تا نشود چون موجب اذیت بیمار در حالت بلند شدن میشود



بعد از رد کردن گوشه های جلیقه از زیر ران بیمار حلقه های آنها را بصورت ضربدری به قلاب بازو لیفتر وصل کنید حلقه های پشت جلیقه را نیز به قلاب بازو لیفتر وصل نمایید. سپس با فشردن کلید روی هندست بیمار را به آرامی بلند کنید