

راهنمای استفاده از سندلی ماساژ

با تشکر از حسن انتخاب شما در انتخاب این محصول خواهیمندیم این دفترچه راهنما را پیش از استفاده از این دستگاه به دقت مطالعه نمایید تا با نحوه کار با آن آشنا شوید همچنین توصیه می‌کنیم به نکات ایمنی ذکر شده در این دفترچه توجه کافی را مبذول نمایید و نیز دفترچه راهنما را برای استفاده‌های بعدی در دسترس خود قرار دهید

فهرست مطالب

ایمنی و نگهداری
نام و کارکرد قسمت‌ها
کارکرد و کارایی
روش کاربرد
مشخصه‌ی محصول
مشخصات و کارکرد

- از تماس کودکان با اجزاء متحرک صندلی جلوگیری کنید
- از منبع برق مطمئن و مناسب استفاده کنید
- پس از اتمام ماساژ و پیش از نظافت صندلی دو شاخه را از پریز برق خارج نمایید تا باعث آسیب به صندلی نگردد
- لطفاً بر طبق دستورات این دفترچه راهنما از صندلی استفاده نمایید
- از افزودن هر گونه شی اضافی به صندلی خودداری نمایید
- از صندلی ماساژور در هوای آزاد استفاده نکنید
- پیش از کار با صندلی دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید
- هر گونه استفاده از صندلی که در این دفترچه ذکر نگردیده مجاز نمی باشد
- بهتر است هر بار ۱۵ دقیقه از صندلی ماساژور استفاده کنید
- لطفاً چنانچه روکش صندلی آسیب دیده از آن استفاده نکنید
- چنانچه سوراخ رادیاتور صندلی مسدود شده باشد از آن استفاده نکنید
- از برخورد اجسام سنگین با صندلی جلوگیری نمایید
- در صورت خواب آلوده بودن از صندلی استفاده ننمایید
- چنانچه حال عمومی خوبی ندارید و یا در هوشیاری کامل نیستید از صندلی ماساژ استفاده نکنید
- تا یک ساعت پس از صرف غذا از صندلی استفاده ننمایید
- شدت ماساژ را در درجات خیلی بالا تنظیم نکنید تا از صدمات احتمالی جلوگیری نمایید

محیط استفاده از صندلی

- صندلی را در محیطهای با دمای بالا یا هوای بسیار مرطوب مانند حمام قرار ندهید
- در صورت بروز تغییرات ناگهانی جوی از صندلی استفاده نکنید
- در محیطهای پر گرد و خاک از صندلی استفاده ننمایید
- از نصب صندلی در فضا های کوچک که دارای تهویه مناسب نیستند، اجتناب نمایید



- افراد مبتلا به استئوپروز
- افراد مبتلا به بيماريهاى قلبى يا افراد داراى پروتزهاى الكتريكي
- افرادى كه قلب ايشان با باطرى كار مى كند
- افراد داراى تب
- خانمها در دوران باردارى و يا قاعدگى
- افراد مصدوم و يا مبتلا به بيمارى هاى پوستى
- كودكان زير ۱۲ سال يا افرادى كه قادر به كنترل صندلى نيستند
- بيماران با دستور استراحت مطلق از طرف پزشك يا افراد با اختلال حال عمومى
- افراد با بدن خيس (پس از شنا و غيره ...)
- افراد با حساسيت بيش از حد به گرما

نكات مهم



- ولتاژ برق مناسب براى دستگاه و برق مصرفى خود را با هم مطابقت دهيد
- هرگز با دست خيس دو شاخه برق صندلى را از پريز جدا نسايزيد
- از خيس شدن صندلى و نفوذ آب به داخل آن جهت جلوگيرى از شوك الكتريكي و آسيب دستگاه خوددارى كنيد
- از آسيب ديدن سيمهاى صندلى جلوگيرى نموده و هرگز مدارهاى اين صندلى را تغيير ندهيد
- هرگز از پارچه خيس براى نظافت دكمه ها و كليد هاى دستگاه استفاده نكنيد
- در هنگام قطع برق از صندلى فاصله بگيريد تا از صدمات احتمالى در صورت اتصال ناگهانى برق جلوگيرى نماييد
- در صورت مشاهده هر نوع كار كرد غير معمولى صندلى ديگر از آن استفاده نكنيد و با نزديكترين شعبه نمايندگى تماس بگيريد
- در صورت بروز هر گونه احساس نامطلوب به هنگام استفاده از صندلى ، با پزشك معالج خود مشورت كنيد




- هر گونه دستکاری و تعمیر دستگاه می بایست توسط متخصصان مربوط انجام گیرد و مصرف کنندگان می بایست از هر گونه دستکاری صندلی خودداری نمایند
- پس از اتمام کار با دستگاه حتما پریز آن را از برق خارج نمایید
- چنانچه دو شاخه های پریز شل شده باشد از صندلی استفاده نکنید
- چنانچه برای مدت طولانی نمی خواهید از صندلی استفاده کنید لطفا سیم آن را جمع نمایید و صندلی را در مکان خشک و عاری از گرد و غبار قرار دهید
- از قرار دادن صندلی در دمای بالا، نزدیک شعله آتش و در معرض نور مستقیم خورشید خودداری نمایید
- برای نظافت صندلی از پارچه خشک استفاده نموده و هرگز از تینر، بنزین یا الکل استفاده ننمایید
- تمامی اجزاء مکانیکی این صندلی به صورت اختصاصی برای این صندلی طراحی و ساخته است و نیاز به هیچگونه دستکاری ندارد
- از کشیدن یا هل دادن صندلی روی سطوح ناهموار خودداری نمایید. برای حمل و نقل دستگاه ابتدا می بایست آنرا بلند کنید
- بهتر است با فاصله زمانی از صندلی استفاده شود تا صندلی به صورت مداوم و برای مدت طولانی کار نکند


راهکارهای ساده برای اشکالات احتمالی

- صدای موتور در حین ماساژ ناشی از حرکت مراکز ارائه ماساژ است
- چنانچه کنترل صندلی کار نمی کند ابتدا از اتصال صحیح و محکم پریز و دو شاخه آن را اطمینان حاصل نمایید و سپس دکمه روشن/خاموش را کنترل نمایید
- چنانچه زمان تنظیم شده ماساژ پایان یابد، صندلی به طور اتوماتیک خاموش می شود و چنانچه از صندلی به مدت طولانی استفاده شده باشد محافظ دمای سیستم صندلی را خاموش می کند و پس از نیم ساعت می توانید مجدد از صندلی استفاده کنید
- این محصول برای استفاده افرادی که به لحاظ فیزیکی توان کافی ندارند (از جمله کودکان) و یا افرادی که به نقصان حسی و روانی دارند، و همچنین افرادی که آگاهی کافی برای استفاده از آن را ندارند توصیه نمی شود، مگر در صورتی که این کار تحت نظارت پزشک معالج آن ها صورت بگیرد
- باید بر عملکرد کودکان نظارت شود و یقین حاصل شود که برای بازی از دستگاه استفاده نمی کنند.
- در صورت نیاز به تعویض سیم اتصال دستگاه این کار باید توسط کارخانه سازنده نمایندگی های آن و یا اشخاص مسئول صورت بگیرد تا از بروز هر گونه خسارت احتمالی جلوگیری شود

نام اجزاء مختلف صندلی



۱. بالش سر
۲. کنترل کننده
۳. قطعات کیسه هوای بازویی
۴. بالشت صندلی
۵. قاب استراحت ساق
۶. قاب استراحت پا
۷. بالشت استراحت پشتی
۸. دسته ی صندلی
۹. محل کیسه
۱۰. پوشش استراحت پشتی
۱۱. نگهدارنده



۱۲. چرخهای متحرک
۱۳. سیم کابل و پریز
۱۴. جا پریزی
۱۵. کلید برق
۱۶. جعبه فیوز

- این محصول با یک صفحه‌ی رنگی لمسی طراحی شده که حاوی کارکردهای چند منظوره مانند ماساژ، موسیقی فیلم و تصویر می باشد
- این محصول یک سری کارکرد پیام مکانیکی ۳ بعدی هوشمند دارد، که می‌تواند به بالا و پایین حرکت کرده و به سمت جلو عقب رفته و مجهز به دسته‌های ماساژ بی صدای چهار چرخه می باشد
- قسمت شانه با کارکرد ریز تنظیم و جستجو کنندگی خودکار طراحی شده، که مطابق با فرم بدن و نقطه‌ی ماساژ بطور خودکار دسته‌های ماساژ را به سمت عقب و سمت جلو تنظیم میکند.
- با برنامه‌های ماساژ خودکار طراحی شده است
- فشار هوا، پیچش کمر، کشش کمر و دیگر کارکرد ماساژ مخصوص
- ماساژ دستی برای قسمت بالایی بدن با ۳ گزینه الف: ماساژ با ایربگ برای بالای بدن: ماساژ فشار هوا بر روی گردن و شانه‌ها (۸ کیسه‌ی هوایی در داخل) ماساژ فشار هوایی بر روی پشت (۴ کیسه‌ی هوایی در داخل)، فشار هوا برای نشیمنگاه (۱۶ کیسه‌ی هوایی در داخل)، ب: ماساژ فشار هوا بر بازوها (۲۶ کیسه‌ی هوایی در داخل) سه سطح تشدید به انتخاب شما (ج) ماساژ فشار هوایی بر روی ماهیچه‌ی ساق (۲۸ کیسه‌ی هوایی در داخل) با سه سطح شدت
- کارکرد حرارتی بر روی پشت، گردن و شانه، دست، با الیاف کربنی بصورت متصاعد کننده‌ی اشعه‌ی مادون قرمز
- قاب ساق قابل تنظیم بدون طبقه با فناوری تلسکوپی، این کارکرد با ارتفاع متفاوتی که افراد بکار می برند تطبیق پیدا می کند
- زمانی که ماساژ به اتمام می رسد صدلی در همان حالت باقی می ماند و هنگامی که قبل از اتمام وقت آن را خاموش می کنید به حالت اول برمی گردد

تاثیرات این صدلی:

- رفع خستگی
- بهبود گردش خون
- برطرف نمودن خستگیهای عضلانی
- رفع گرفتگیها و انقباضهای عضلانی
- کاهش دردها با منشاء عصبی
- کاهش دردهای ماهیچه‌ای

دستورات روی کنترل کننده



۱. ماساژ
۲. فیلم سینمایی / فیلم
۳. موسیقی
۴. تخته (برد) اصلی و کلید ماساژ
۵. بالا
۶. برگشت
۷. چپ
۸. تائید
۹. کلید روشن کردن
۱۰. راست
۱۱. پایین
۱۲. تنظیمات
۱۳. عکس
۱۴. موزیک و عکس

۱. روشن / خاموش

۲. برای تنظیم حالت صندلی (تکیه گاه پشت، جلو پا)

۳. قدرت بالاتنه (پشت کمر)

۴. کارکرد حافظه


۵. ماساژهای خودکار

۶. درمان حرارتی

۷. ماساژهای دستی

۸. فشار هوا

۹. واسط اصلی



تذکر: رنگ نمایشگر و عکسهای مربوطه بایستی بر اساس واقعی باشند

	شروع	لطفا دکمه ی شروع را برای بار دوم جهت شروع یا توقف ماساژ فشار دهید . با ادامه فشار دادن دکمه به مدت کمی طولانی تر برای خاموش یا روشن کردن نمایش کنترل کننده
	فیلم	به صفحه ی ۱۷ برای جزئیات مراجعه کنید
	موسیقی	به صفحه ۱۸ برای جزئیات مراجعه کنید
	موسیقی و عکس	به صفحه ۱۸ برای جزئیات مراجعه کنید
	عکس	به صفحه ۱۹ برای جزئیات مراجعه کنید
	تنظیم	به صفحه ۲۰ برای جزئیات مراجعه کنید

اتصال سیمهای اصلی برق

اطمینان حاصل کنید که کلید برق صندلی ماساژ خاموش باشد . یک سر کابل برق را به صندلی متصل کرده و سر دیگر را به پریز متصل کنید که دارای اتصال به زمین خوب باشد . سپس کلید برق صندلی ماساژ را روی کلید روشن قرار دهید



زوایا برای تکیه گاه (پشتی) و استراحت عضله ی ساق

دکمه ی موقعیت را برای وارد کردن واسط تنظیم موقعیت بزنید . دکمه متناظر را برای تنظیم کردن پشتیبان عضله ی ساق و تکیه گاه (پشتی) زده و در نتیجه وضع خوابیده حاصل می شود



پایین/بالا آوردن پشتیبان پای پایینی		این دکمه را فشار دهید و جلو پا به آرامی بالا آمده و ، با رها کردن دکمه متوقف می شود
		این دکمه را فشار دهید و جلو پا به آرامی پایین آمده و با رها کردن دکمه متوقف می شود
پایین/بالا آوردن پشتیبان استراحت پشتی		این دکمه را فشار دهید و تکیه گاه (پشتی) به آرامی به سمت بالا حرکت کرده و با دکمه متوقف می شود
		این دکمه را فشار دهید و تکیه گاه (پشتی) به آرامی خم شده ، با رها کردن دکمه متوقف می شود
برقراری اتصال		این دکمه را فشار دهید و تکیه گاه (پشتی) خم شده و جلو پا بالا می آید با رها کردن دکمه متوقف می شود
		این دکمه را فشار دهید و تکیه گاه (پشتی) به سمت بالا آمده و جلو پا پایین می رود با رها کردن دکمه متوقف می شود

شروع ماساژ :

تصویر دکمه کلید پاور بر روی صفحه را فشار دهید یا فشار کوتاهی به دکمه کلید روی صفحه ی کنترل کننده برای شروع ماساژ دادن وارد کرده و نقاط ماساژ فشار انگشتی واسطو جستجو موقعیت شانه را وارد کنید .
در طی جستجوی نقاط ماساژ بالا تنه، دیگر دکمه های عملیات ماساژ بجز دکمه ی خودکار (Auto) غیر فعال می شوند

واسط شروع



روشن کردن واسط توقف لحظه ای




تنظیم موقعیتهای شانه

بعد از جستجوی نقاط ماساژ فشار انگشتی و موقعیتهای شانه ، آن واسط موقعیتهای شانه را در جاییکه ۱۱ سطح تنظیم موقعیت شانه قابل تنظیم است وارد خواهد کرد .
در عرض ۱۰ ثانیه بعد از رها کردن دکمه ی تنظیم موقعیت شانه ، بطور خودکار ماساژ اتوماتیک شروع به کار می کند

لطفا موقعیت شانه را تنظیم کنید



لطفا موقعیت شانه را تنظیم کنید



تغییر دادن حرکت / توقف لحظه ای

حالت توقف لحظه ای



اطلاعات حالت حرکت واسط



PAUSE

وقفه : این دکمه را فشار دهید ، تمام کارها متوقف میشود

RUN

حرکت : این دکمه را فشار دهید ، تمام کارهای در حال تعلیق مجدد شروع می شود

تذکر : زمانی حالت وقفه از ۱۰ دقیقه بیشتر می شود ، تمام کارکردها بطور خودکار متوقف می شوند

شدت ماساژ بر روی تنه ی بالایی

این دکمه را برای تنظیم شدت ماساژ بر روی بالاتنه می باشد که دارای ۵ سطح برای انتخاب وجود دارند



شدت : ۵ سطح قابل تنظیم				
1	2	3	4	5

کارکرد خودکار (اتوماتیک)

این دکمه برای انتخاب کردن ماساژهای اتوماتیک می باشد و هنگامی که بصورت اتوماتیک کار می کند ، سرعت و پهنای ماساژ قابل تنظیم نمی باشد



	کیسه‌ی هوایی بدن کامل ، کیسه‌های هوایی بر روی گردن ، کمر ، باسن ، بازوها و ساقها بطور همزمان کار خواهند کرد
	بطور اخص کانون بر روی ماساژ کمر خواهد بود ، کیسه‌های هوایی کمر سبب می شوند کمر از چپ به راست نوسان داشته باشد
	کشش آرتروزی
	کیسه‌های هوایی نشمنگاه به همراه حرکت موج
	بهینه سازی گردش خون
	ماساژ شدید بر روی نقطه‌ی ماساژ ، کاهش درد
	اصلاح نمودن وضع کوفتگی ، بدن‌تان سرحال می آید
	بدن‌تان را شل نمایید
	ماساژ خودکار را خاموش نمایید
	برگرداندن واسط عمل کننده

کارکرد دستی

دستی را فشار دهید تا کارکرد دستی را انتخاب نمایید، روش ماساژ دستی، ماساژ بر روی منطقه‌ی پشتی، سرعت و پهنا را انتخاب نمایید. در زمانیکه ماساژ در حالت ضربه زنی آهسته است، ۳ بعدی، درمان با فشار دادن توسط انگشتان، و توقف، سرعت و پهنا تحت هر حالت روش ماساژ دادن بجز توقف قابل تنظیم است





	ترکیب کردن	با دو نوع روش ماساژ برنامه ریزی شده است. سرعت و قدرت قابل تنظیم است
	ضربه زدن	با دو نوع روش ماساژ برنامه ریزی شده است. سرعت، پهنا و قدرت قابل تنظیم است
	ترکیب و ضربه زدن	با دو نوع روش ماساژ برنامه ریزی شده است. سرعت و قدرت قابل تنظیم است
	فشار دادن بانوک انگشتان	با دو نوع روش ماساژ برنامه ریزی شده است. سرعت، پهنا و قدرت قابل تنظیم است
	ماساژ مالشی شانه و گردن	با یک نوع روش ماساژ برنامه ریزی شده است. سرعت و قدرت قابل تنظیم است
	۳ بعدی	با چهار نوع روش ماساژ برنامه ریزی شده است. سرعت و قدرت قابل تنظیم است و در حالت سه و چهار پهنا هم قابل تنظیم است
	توقف لحظه ای	انجام ماساژ متوقف می شود.

ماساژ دستی (کشش پشتی)

کشش پشتی (تمام روش ماساژ بجز گرفتگی شانه و ترکیب کردن موثر است)



	چرخش پشتی	ماساژ پشتی دو طرفی کامل
	پشت بالایی	ماساژ پشتی دو طرفی بالایی
	پشت پایینی	ماساژ پشتی دو طرفی پایینی
	جزیی	ماساژ دو طرفی دامنه‌ی موضعی
	تنظیم شده	ماساژ نقطه‌ی ثابت

	بالا	این دکمه را فشار دهید، دست مکانیکی به سمت بالا حرکت خواهد کرد که زمانی که دکمه‌رها می‌شود، متوقف خواهد شد
	پایین	این دکمه را فشار دهید، دست مکانیکی به سمت پایین حرکت خواهد کرد که زمانی که دکمه‌رها می‌شود، متوقف خواهد شد

ماساژ دستی



			سرعت : با ۵ سطح قابل تنظیم	
1	2	3	4	5

			پهنای : با ۵ سطح قابل تنظیم (فقط تحت فشار دادن با انگشت و ضربه‌ی آهسته)	
1	2	3	4	5

دکمه ی (AIR هوا) را برای وارد کردن کارکرد ماساژ فشار هوایی فشار دهید، این شامل ۳ گزینه است : فشار بالاتنه بالایی (گردن و شانه، پشت و فشار کتف) فشار بازو و فشار ساق بعد از فعال کردن ماساژ ساق، کشش آرتروز بطور خودکار کار خواهد کرد. شما می توانید کارکرد فشار ساق را که کشش آرتروز را کنترل می کند خاموش یا روشن نمایید. اگر ماساژ فشار ساق متوقف شود، کشش آرتروز نیز متوقف خواهد شد غلطک پا در صورتیکه حالت ماساژ خودکار (بجز پیچش کمر و حالت کشش شدن کمر) روشن شود، کار خواهد کرد



	دکمه خاموش / روشن ماساژ فشاری گردن و شانه، پشت کمر	
	دکمه ی خاموش / روشن کشش عضله ی ساق بطور خودکار روشن می شود و کشش عضله ی ساق را زمانیکه فشار هوا برای عضله ی ساق کار می کند روشن می شود	
	دکمه ی خاموش / روشن غلطک کف پا	سرعت غلطک ها با سه سطح قابل تنظیم است 
	دکمه ی خاموش / روشن فشار هوای دست ها	شدت ماساژ فشار هوای بازویی تا سه سطح قابل تنظیم است 
	دکمه ی خاموش / روشن فشار هوا برای ساق ها	شدت ماساژ فشار هوای عضله ی ساق تا سه سطح قابل تنظیم است 

حرارت گرمایشی


دکمه‌ی نشان دهنده‌ی درمان گرمایشی را بزنید، و سپس وارد واسط انتخابی کارکرد گرمایشی شده، کارکرد گرمایشی مادون قرمز در قسمت پشت، گردن و شانه، و کف دست را از طریق زدن دکمه‌ی نشان دهنده‌ی خاموش/روشن، خاموش و روشن کنید. کارکرد گرمایشی منحصر بفرد، که می‌تواند سردی و گرمی بدن را برطرف کرده، جریان گردش خون را زمانیکه ماساژ انجام میشود بهینه سازی نماید



ON	درمان گرمایشی روشن
OFF	درمان گرمایشی خاموش

تذکر: گرم‌کن مادون قرمز در دقیقه حرارت ایجاد می‌کند


کارکرد حافظه

برای ذخیره کردن ماساژهای مورد نظر ابتدا باید گزینه Memory را انتخاب کرده و سپس دکمه‌ی  را انتخاب کرده و حالا می‌توانید یکی از گزینه‌های A,B,C,D را به دلخواه تأیید کنید و هنگامی که می‌خواهید از ماساژ ذخیره شده استفاده کنید باید گزینه  را انتخاب و سپس یکی از حالت‌های A,B,C,D را که مورد نظرتان است انتخاب کنید




	حافظه				
	یادآوری				

دیسک ذخیره‌ی USB را که حاوی فیلمها برای نمایش می باشد وارد کرده ، سپس شما میتوانید در زمانی که ماساژ میدهید فیلم تماشا نمایید



	قبلی
	بعدی
	توقف و باطل کردن
	قبلی
	عقب بردن (۲X۳X۴X)
	پخش فیلم و توقف لحظه‌ای
	جلو بردن
	بعدی
	توقف و باطل کردن
	زوم کردن (۲X۳X۴X)

روی نشانه در واسط اصلی (با USB یا کارت) برای وارد شدن در واسط پخش موسیقی بزنید



	حالت خاموش پخش موسیقی
	پخش و توقف لحظه ای موسیقی
	حالت تکرار
	کاهش صدا
	افزایش صدا
	قبلی
	بعدی
	قطع پخش موسیقی و ابطال واسط موسیقی

تذکر : لطفاً کلید  را برای تغییر دادن واسط اطلاعات ماساژ را در صورتیکه به عملیات دیگر تحت واسط موسیقی نیاز دارید، فشار دهید

موسیقی و تصویر


یک وسیله ی ذخیره (فلش) که حاوی موسیقی و تصاویر است وصل نمایید، روی نشانه ی موسیقی و تصاویر بر روی واسط اصلی جهت وارد نمودن تصویر که موسیقی پس زمینه را نشان میدهد، بزنید

یک وسیله‌ی ذخیره (فلش یا کارت) که حاوی موسیقی و تصاویر است وصل نمایید، روی نشانه‌ی تصاویر بر روی واسط اصلی جهت دستیابی به فهرست تصویر بزنید. تصویری را که ترجیح می‌دهید تا به آن دسترسی پیدا کرده تا تصویری را که واسط را نشان می‌دهد، بزنید



	قبلی
	بعدی
	قطع واسط تصویر
	عکس قبلی
	پخش و توقف لحظه‌ای
	عکس بعدی
	چرخش تصویر
	توقف و ابطال برنامه
	زوم کردن در تصویر

راه اندازی سیستم : شما می توانید سیستم را تنظیم کنید ، مانند زبان ، تاریخ ، ماساژ شنوایی و تنظیم صفحه ی لمسی و غیره



پیام هشدار

ON	پیام هشدار روشن
OFF	پیام هشدار خاموش

زبان

ENGLISH	این دکمه را برای انتخاب کردن انگلیسی به عنوان زبان سیستم فشار دهید
---------	--

تاریخ و ساعت

▲	این دکمه را برای افزایش دادن تاریخ و زمان فشار دهید
▼	این دکمه را برای کم کردن تاریخ و زمان فشار دهید

دکمه ی تائید و برگشت

↻	این دکمه را برای خارج شدن از راه اندازی سیستم فشار دهید
---	---

تباین و شفافیت

◀ BRIGHTNESS ▶	این دکمه را جهت تنظیم نمودن شفافیت نمایش صفحه فشار دهید
◀ CONTRAST ▶	این دکمه را جهت تنظیم نمودن تباین صفحه فشار دهید

این دکمه را جهت وارد کردن واسط تائیدیه ی صفحه لمسی فشار دهید



تذکر : برای تنظیم صفحه لمسی ، ضروری است که کمی وسط نقاط تائیدیه ی روی صفحه لمسی را با یک شی تیز و گرد مثلا قلم لمسی ، لمس نمایید

قطع برق و توقف ماساژ

۱. زمانیکه ماساژ شروع می شود، دکمه ی خاموش / روشن را در واسط فشار داده ، یا دکمه ی روشن / خاموش را در پنل کنترل با فاصله ی کمی برای از کار انداختن تمام کارکردهای ماساژ در اسرع فشار دهید و تکیه گاه (پشتی) و پشتیبان عضله ی ساق بطور خودکار تو کشیده می شود .
تمام کارکردهای ماساژ نیز بلافاصله به محض انقضای زمان ماساژ تنظیم قطع شده اما تکیه گاه (پشتی) و پشتیبان عضله ی ساق تو کشیده نمی شود

قطع برق دستگاه








روش قطع کردن پریز برق





موقعیت برای قطع کردن برق

تذکر : کلید اصلی صندلی ماساژ را قطع کرده و کابل اصلی را از جا پریز در آورید

۱. بررسی کنید آیا دنده ی پشتیبانی کننده ی داخلی خوب بر روی قاب صندلی تثبیت شده است (شکل ۱)
۲. زیپ را روی لبه ی پایینی دسته ی صندلی بکشید
۳. پوشش کوچک و بزرگ بین دسته صندلی باز کنید (شکل ۲)
۴. دسته ی صندلی را بلند کرده و آماده برای نصب بر روی صندلی کرده، لوله ی هوا و شیر را از قاب صندلی کشیده و آنها را از میان سوراخ مربوطه در کنار دسته ی صندلی عبور دهید (شکل ۳)
۵. سرپهای شیدار در قسمت جلوی دسته ی صندلی را به دنده ی پشتیبانی کننده داخلی فشار دهید (شکل ۴)
۶. انتهای دسته ی صندلی را به داخل میله ی چرخنده فشار دهید (شکل ۵)



۷. به آرامی دسته‌ی صندلی را کنار نگهدارید زمانیکه میله را می چرخانید، ابتدا آنرا در حلقه‌ی جعبه قرار داده، سپس واشر بزرگ را قرار داده و با مهره‌ی قفل شد با وسیله‌ی خاص بپیچانید. (شکل ۶)
۸. پیچهای در پوش سر مفصل ساچمه‌ای را درپوش محکم کننده‌ی بالایی پیچ نمایید (شکل ۷)، سپس از آچار پیش بینی شده جهت پیچ کردن دنده‌ی پشتیبانی کننده‌ی بالایی استفاده کرده و محکم بچرخانید
۹. پیچهای درپوش سر مفصل ساچمه‌ای را در درپوش محکم کننده‌ی پایینی پیچ نمایید (شکل ۷)، سپس از آچار پیش بینی شده جهت پیچ کردن درنده‌ی پشتیبانی کننده‌ی پایینی استفاده و محکم بچرخانید



۱۰. به ترتیب لوله‌ها و اتصال دهنده‌های مربوط روی صفحه‌ی آهنی دسته‌ی صندلی متصل کنید. (شکل ۸)
۱۱. بررسی کنید آیا دسته‌ی صندلی خوب ثابت شده است. در صورتیکه لقی زیادی وجود داشته باشد، پوشش کوچک و بزرگ بیرون دسته‌ی صندلی را ببندید
۱۲. زیپ دسته‌ی صندلی پایینی را بسته و نصب را تمام کنید








Figure 10




Figure 11




Figure 12




Figure 13

تذکر

۱. دقت نمایید فشار روی دو طرف دسته ی صندلی به منظور پشتیبانی کردن بدنه وارد نمایید (شکل ۱۰)
۲. دقت نمایید که فشار به سمت داخل بر روی تخته ی پشتیبانی کیسه ی هوای دسته ی صندلی وارد ننمایید (شکل ۱۱)
۳. لوله هوای لایی سر و خطوط جستجو را داخل جیب پیچ نمایید (شکل ۱۲)
۴. به ترتیب آوند تکیه گاه را مطابق با شماره متصل نمایید. (شکل ۱۳)

نصب کنترلر و کارکرد

تکیه گاه کنترلر را روی صندلی ماساژ (شکل ۱) سوار نمایید. قلاب کنترلر دسته می تواند از چپ به راست بچرخد (شکل ۲) کنترلر میتواند به راحتی بطور افقی بچرخد (شکل ۳)