

Massager

A Complete Body

SL - C28



مشخصات محصول

یک ماساژور بدن کامل	توضیحات
SL - C28	مدل
220 -240V	ولتاژ
50H z/60Hz	فرکانس
30W	قدرت
□	نوع یا طراحی ایمنی
۱۵ دقیقه	زمان ارزیابی شده کار با دستگاه
1.2Kg	وزن
H130XW120XL450mm	ابعاد

لطفا از این دفترچه به خوبی نگهداری کنید

یکی از اهداف ما در تنظیم دفترچه این بوده که به شما اجازه بدهیم تا خودتان شیوه مناسب برای کار با ماساژور را یافته و بر حسب نیاز تغییر دهید
اشکال صرفا بر مبنای مقایسه ترسیم شده اند
مشخصات باید بر مبنای کالای خریداری شده باشد

زمان و شیوه مناسب استفاده

یک ساعت بعد از بیدار شدن از خواب
یک ساعت پس از صرف شام یا نهار
قبل از خواب

یک ساعت بعد از تمرین سنگین فیزیکی
استفاده کردن از برق ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت

دسته ماساژور را با توجه به سرعت کار آن با نیرویی مناسب نگاه
دارید نوک دستگاه را بر روی موضع مورد نظر قرار دهید و سرعت را
به میزان دلخواه تنظیم کنید


برای داشتن ماساژی مفید و موثر بهتر است کار را از بازوان شروع
کنید و با ماساژ دادن پا ها ، پشت و پهلو ها این عمل را ادامه دهید
بعد از ماساژ یک لیوان آب بنوشید

احتیاط

در هر بار استفاده بیش از ۲۰ دقیقه با دستگاه کار نکنید
استفاده از ماساژور بدون وصل کردن اتصالات مربوط توصیه نمی شود
در صورت خرابی سیم رابط به منظور جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی
تعویض آن باید توسط شرکت سازنده یا نمایندگان فعال آن یا افراد آگاه
از مکانیسم کار دستگاه انجام شود
این دستگاه را از دسترس کودکان دور نگاه دارید

72F0206-C28

کنترل سرعت



لطفا برای شروع کار با دستگاه سرعت را به تدریج زیاد کنید



خطر

کاربران وسایل مختلف الکتریکی از جمله این دستگاه ماساژور بهتر است قبل از استفاده محصولات به برخی هشدارهای اساسی توجه فرمایند که در ذیل به آنها می پردازیم . لطفا به نکات زیر توجه فرمایید :

جهت جلوگیری از برق گرفتگی :

بعد از استفاده از دستگاه با قبل از تمیز کردن آن کشیدن سیم رابط از پریز برق را فراموش نکنید؛ نگهداری ماساژور در محلی که احتمال افتادنش در سینک یا وان وجود دارد بپرهیزید؛ این محصول را در آب یا دیگر مایعات قرار ندهید و چنانچه به ناگاه محصول در آب یا مایعات دیگر افتاد برای برداشتنش اقدام نکنید و فراموش نکنید که در مواجهه با این شرایط ابتدا باید جریان برق دستگاه را قطع کرده هنگام استحمام و دوش گرفتن از کار با دستگاه بپرهیزید.



احتیاط

به منظور کاهش خطر برق گرفتگی ، سوختگی ، آتش سوزی و هرگونه جراحات احتمالی به نکات زیر توجه فرمایید :

- در مجاورت منسوجات قابل اشتغال یا در اماکنی که تهویه هوا در آن امکان پذیر نیست از کار با دستگاه پرهیز نمایید
- استفاده از این دستگاه ، توسط کودکان ، افراد ناتوان و معلولان ذهنی و جسمی بدون نظارت مستقیم فردی سالم و آگاه از نحوه ی کار دستگاه توصیه نمی شود.
- بعد از استفاده از ماساژور آن را در حالی که هنوز به منبع برق متصل است رها نکنید و فراموش نکنید تا بعد از استفاده با قبل از تمیز کردن ماساژور ، دستگاه از جریان برق خارج شده باشد اگر سیم یا فیض دستگاه شما دچار ایراد فنی شده است به هیچ وجه از دستگاه استفاده نکنید
- از داخل کردن یا انداختن اشیاء در محافظ باز دستگاه بپرهیزید
- از این دستگاه برای اهدافی که در این دستورالعمل به آنها اشاره نشده استفاده نکنید
- از متعلقاتی که توسط سازنده این دستگاه تایید و پیشنهاد نشده استفاده نکنید
- برای حمل ماساژور از سیم آن استفاده نکنید و برای کشیدن سیم از برق، فشار زیادی به آن وارد نکنید
- در مجاورت مواد اورسل یا اماکنی که در آنها با اکسیژن کار می شود از کار با دستگاه بپرهیزید
- در فضای باز از این دستگاه استفاده نکنید

- برای اتصال دستگاه به منبع برق از سالم و مطمئن بودن پیریز اطمینان حاصل کنید برای جدا کردن دستگاه از منبع برق ابتدا با استفاده از سویچ مربوطه آن را خاموش کنید و بعد برای کشیدن سیم اقدام کنید
- سیم دستگاه را از سطح نوک دار آن دور نگاه دارید

هشدارهای قبل استفاده :

استفاده از این دستگاه برای موارد زیر توصیه نمی شود :

- نواحی نرم کرده یا سوخته ، یا دارای جوش پوستی (شکستگی ، کیبودی ، بریدگی و...)
- چنانچه بر اثر استفاده از دستگاه دچار درد ساق یا شدید، کار با آن را بعد از مشورت با پزشک متوقف کنید
- دستگاه نباید به غده تیروئید نزدیک شود
- کار با دستگاه روی رگهای واریسی توصیه نمی شود
- از نزدیک کردن دستگاه به چشم ها ، گوش ها ، بیضه ها و واژن بپرهیزید



احتیاطهای ایمنی مهم

- ماساژ باید امری آرامش آور و دلپذیر باشد
- چنانچه برای کار با دستگاه دچار تردید شده اید با پزشک معالج خود مشورت کنید
- احتیاطی ویژه برای بانوان باردار
- کار با دستگاه در نواحی زیر توصیه نمی شود: بطن پایینی ، پایین تر از کمر ،
- وریده های شکمی پیشین و نواحی اطراف واژن
- فقط ماساژ ناحیه کمر به بالا توصیه می شود و بهتر است مراتب را با پزشک معالج خود در میان بگذارید
- لطفا زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را در محلی مناسب قرار دهید

نام و کاربرد اجزاء تشکیل دهنده



اتصالات

ماساژور ۱۰ سر طراحی شده برای نقاط معین بدن

ماساژور سوزنی

جهت تحریک و ضربه زدن و شبیه سازی حالتی مانند طب سوزنی در کف دست و پاها و ران

ماساژ لاغری

طراحی شده برای از بین بردن چربی و قابل استفاده بر روی شکم، دور کمر، ران ها و شانه

ماساژور استیک لوله ای

طراحی شده برای کار روی نقاط پروستاتی و طب سوزنی

ماساژور ۴ سر

طراحی شده برای کمر، پشت و شانه ها

ماساژور مفصل گوهر گون

طراحی شده برای کاربر روی مفاصل ، کمر ، کوزک پا و آرنج

استیک شانه ای نرم

طراحی شده برای ماساژ گردن ، شانه ها و عضلات

ماساژور استیک

قابل استفاده برای ران ها و محل هایی که دارای پوستی ضعیف هستند

سری ماساژ متعقل :

جهت ماساژ در نواحی مفاصل به کار می رود . همچنین می تواند جهت ماساژ در ناحیه پشت کمر ، شانه ها و رانها به کار برند

ماساژ نقطه ایی :

جهت ماساژ در نواحی مفاصل بدن به کار می رود

ماساژ موجی :

جهت ماساژ ماهیچه ها و شکم و کل پشت کمر و رانها استفاده می گردد

