

## راهنمای استفاده از صندلی هاساز

با تشکر از حسن انتخاب شما در انتخاب این محصول خواهشمندیم این دفترچه راهنمای را پیش از استفاده از این دستگاه به دقت مطالعه نمایید تا با نحوه کار آن آشنای شوید همچنین توصیه می کنیم به نکات اینچنان ذکر شده در این دفترچه توجه کافی را مبذول نمایید و نیز دفترچه راهنمای را برای استفاده های بعدی در دسترس خود قرار دهید نکته : شرکت ما حق ایجاد هر گونه تغییر در طراحی و سایر تغییرات را دارد بنابراین رنگ هایی که در اینجا مشاهده می کنید، لزوماً رنگ های واقعی محصول نمی باشند

## فهرست مطالب

### مقدمه

۱.....	نکات اینچنان و طرز نگهداری صندلی
۲.....	نکات مهم
۳.....	معرفی اجزای صندلی
۴.....	توضیح برنامه های هاساز و تاثیرات آن
۵.....	طرز کار دستگاه
۶.....	مشخصات صندلی هاساز ور

## نکات ایمنی

- از تماس کودکان با اجزا، متحرک صندلی جلوگیری کنید
- از منبع برق مطمئن و مناسب استفاده کنید
- پس از اتمام ماساژ و پیش از نظافت صندلی دو شاخه را از پریز برق خارج نمایید تا باعث آسیب به صندلی نگردد
- لطفاً بر طبق دستورات این دفترچه راهنمای از صندلی استفاده نمایید
- از افزودن هر گونه شی اضافی به صندلی خودداری نمایید
- از صندلی ماساژور در هواي آزاد استفاده نکنید
- پیش از کار با صندلی دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه نمایید
- هر گونه استفاده از صندلی که در این دفترچه ذکر نگردیده مجاز نمی باشد
- بهتر است هر بار ۲ دقیقه از صندلی ماساژور استفاده کنید
- لطفاً چنانچه روکش صندلی آسیب دیده از آن استفاده نکنید
- چنانچه سوراخ جایگایی هوا در پشت صندلی مسدود شده باشد از آن استفاده نکنید
- از برخورد اجسام سنگین با صندلی جلوگیری نمایید
- در صورت خواب آلوده بودن از صندلی استفاده ننمایید
- چنانچه حال عمومی خوبی ندارید و یا در هوشیاری کامل نیستید از صندلی ماساژ استفاده نکنید
- تا یک ساعت پس از صرف غذا از صندلی استفاده ننمایید
- شدت ماساژ را در درجات خیلی بالا تنظیم نکنید تا از صدمات احتمالی جلوگیری شود.

## محیط استفاده از صندلی

- صندلی را در محیطهای با دمای بالا یا هواي بسیار مرطوب مانند حمام قرار ندهید
- در صورت بروز تغییرات ناگهانی جوي از صندلی استفاده نکنید ( مانند شرجی شدن هوا )
- در محیطهای پر گرد و خاک از صندلی استفاده ننمایید
- از نصب صندلی در فضا های کوچک که دارای تهویه مناسب نیستند، اجتناب نمایید

## افرادی که مجاز به استفاده از صندلیهای ماساژور نیستند

- افراد مبتلا به استنو پروز
- افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا افراد دارای پروتزهای الکتریکی
- افرادی که قلب ایشان با باطری کار می کند
- افراد دارای تب
- خانمها در دوران بارداری و یا قاعدگی
- افراد مصدوم و یا مبتلا به بیماری های پوستی
- کودکان زیر ۱۴ سال یا افرادی که قادر به کنترل صندلی نیستند
- بیماران با دستور استراحت مطلق از طرف پزشک یا افراد با اختلال حال عمومی
- افراد با بدن خیس (پس از شنا و غیره ...)
- افراد با حساسیت بیش از حد به گرما

## نکات مهم



- ولتاژ برق مناسب برای دستگاه و برق مصرفی خود را با هم مطابقت دهید
- هرگز با دست خیس دو شاخه برق صندلی را از پریز جدا نسازید
- از خیس شدن صندلی و نفوذ آب به داخل آن جهت جلوگیری از شوک الکتریکی و آسیب دستگاه خودداری کنید
- از آسیب دیدن سیمهای صندلی جلوگیری نموده و هرگز سیستم الکتریکی این صندلی را تغییر ندهید
- هرگز از پارچه خیس برای نظافت دکمه ها و کلید های دستگاه استفاده نکنید
- در هنگام قطع برق از صندلی استفاده نکنید تا از خدمات احتمالی در صورت اتصال ناگهانی برق جلوگیری شود.
- در صورت مشاهده هر نوع کار کرد غیر معمولی صندلی دیگر از آن استفاده نکنید و با تزدیکترین شعبه نمایندگی تماس بگیرید
- در صورت بروز هر گونه احساس نامطلوب به هنگام استفاده از صندلی، با پزشک معالج خود مشورت کنید

## نگهداری از دستگاه

- هر گونه دستگاری و تعمیر دستگاه می باشد توسط متخصصان مربوط انجام گیرد و معرف کنندگان می باشد از هر گونه دستگاری متناسب خودداری نمایند
- پس از اتمام کار با دستگاه حتماً پریز آن را از برق خارج نمایید
- چنانچه دو شاخه های پریز شل شده باشد از متنالی استفاده نکنید
- چنانچه برای مدت طولانی نمی خواهید از متنالی استفاده کنید لطفاً سیم آن را جمع نمایید و متنالی را در مکان خشک و عاری از گرد و غبار قرار دهید
- از قرار دادن متنالی در دمای بالا بذید کشله آتش و در معرض نور مستقیم خورشید خودداری نمایید
- برای نظافت متنالی از پارچه خشک استفاده نموده و هرگز از تیتر، بنزین یا الکل استفاده ننمایید
- تمامی اجزا، مکانیکی این متنالی به صورت اختصاصی برای این متنالی طراحی و ساخته شده است و نیاز به هیچگونه دستگاری ندارد
- از کشیدن یا همل دادن متنالی روی سطوح ناهموار خودداری نمایید. برای حمل و نقل دستگاه ابتدا می باشد آنرا بلند کنید
- بهتر است با فاصله زمانی از متنالی استفاده شود تا متنالی به صورت مداوم و برای مدت طولانی کار کند.

## راهکارهای ساده برای اشکالات احتمالی

- صدای موتور در حین ماساز ناشی از حرکت مراکز ارائه ماساز است
- چنانچه کنترل متنالی کار نمی کنداشت از اتصال صحیح و محکم پریز و دو شاخه آن اطمینان حاصل نمایید و سپس دکمه روشن/خاموش را کنترل نمایید
- چنانچه زمان تنظیم شده ماساز پایان یابد، متنالی به طور اتوماتیک خاموش می شود و چنانچه از متنالی به مدت طولانی استفاده شده باشد محافظ دمای سیستم، متنالی را خاموش می کند و پس از نیم ساعت می توانید مجدد از متنالی استفاده کنید




۱. پشت پالش
۲. گلول گنبدی
۳. دسته صندلی
۴. نشیمنگاه
۵. تکیه پا و سایق پا
۶. پشت
۷. کیسه هوای بارزو
۸. گرم گنبدی (سینک هلیوم)
۹. هیز لیوان
۱۰. پوشش پشت صندلی
۱۱. خودر هوا (هوایش)
۱۲. پایه کنترل گنبدی
۱۳. پایه سینی کوچک (هیز بار)
۱۴. سین کوچک
۱۵. هدفون
۱۶. توازنده (MP3 Player)
۱۷. سینک هلیوم (سوکت سینک هلیوم)
۱۸. چرخها
۱۹. کابل پریز
۲۰. جک کوچک هدفون
۲۱. جک پریز
۲۲. سوچی on / off
۲۳. چرخه فروز

## گارگرد اجزا، مختلف مدل‌ها

- طراحی شده با چهار چوب که مکانیزم مدل‌سازی مبدأ را انجام می‌دهد و می‌تواند پشتی را با آن و پایین ببرد
- برآمده ریزی شده با پنج نوع مختلف مدل‌ساز تقاضی افزایشی، مخفی، ضربه ای، مخفی، مخفی و ضربه ای با هم
- طراحی شده برای مختلف مدل‌ساز اتوماتیک خاص، تکشیلی، تک، تسبیح، هشدار، تابعی، راهنمایی
- مختلف خانواده مدل‌ساز، سه مختلف خانواده مختلفه حالت مدل‌ساز وجود دارد
- مدل‌ساز اتوماتیک برای بالائمه، شانه و کمر
- مدل‌ساز ضربه ای و تقویتی، وسعت بین دو دست مدل‌ساز می‌تواند در سه سطح پهن، متوسط و باریک می‌تواند تنظیم شود
- پنج کیسه هوا در تشیینگاه مدل‌ساز وجود دارد که انواع مدل‌ساز فشار هوا را ارائه می‌دهد
- مختلف مدل‌ساز فشار هوا در بازوها ۱ چهار کیسه هوا در داخل ا
- مختلف مدل‌ساز ارتعاش، سه سطح ثابت ارتعاش، در منطقه کفل وجود دارد؛ فوق، ضعیف، غافل
- مختلف موسیقی MP3، این موسیقی می‌تواند در موقعیت روشن با استقرار نوکته شود یا مختلف تنظیم صدا، مختلف آفتک قلبی و بعدی طراحی شده
- مختلف مدل‌ساز گردنی پشت؛ سقف دما می‌تواند به  $0^{\circ}\text{C}$  تا  $5^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد برسد و از اشعه مادون قرمز به عنوان نور استفاده می‌شود
- مختلف مخاطبی‌ها؛ قوه آهن ریا با  $0^{\circ}\text{C}$  تا  $3^{\circ}\text{C}$  درجه می‌گیرد در دو منطقه ساق پا و گف پا وجود دارد
- مختلف گردای داده شده؛ مختلف دما بین  $0^{\circ}\text{C}$  تا  $7^{\circ}\text{C}$  درجه با  $5^{\circ}\text{C}$  درجه ولفه از پیش تثابت شده می‌شود
- مختلف تنظیم رازیه دراز کشیدن؛ ساق پا در حالت دراز کشیدن یا خمیده قرار می‌گیرد، مختلف دراز کشیده و پیش از هنگام خروجی گردان مدل‌ساز، مختلف نشستن اتوماتیک مدل‌ساز و مکانیزم اتوماتیک
- مختلف بهبود وضعیت پشتی تغییر دهنده VFD
- میز جای کوچک، هدفون، نوار نمایه MP3

## نتایج این مطالعه

- رفع خستگی
- بهبود گردش خون
- بر طرف نمودن خستگی های عضلانی
- رفع گرفتگیها و انتباشم های عضلانی
- کاهش دردها با منشا، عصبی
- کاهش دردهای ملهمیه ای





۲. زاویه نکته گاه و استراحت را به عینان لازم تغییر دهید اتفاقاً در هنگام ماساز اپنکار را انجام دهید :

### Back Rest

زاویه باک سوزن		ابن دکمه را فشار دهید و نکته گاه به آرام بالا می آید . نکته گاه را متوقف شود.
زاویه باسین میانجی		ابن دکمه را فشار دهید و نکته گاه به آرام پایین می آید . دکمه را متوقف شود.

### Foot Rest

زاویه پا سوزن		ابن دکمه را فشار دهید و استراحتگاه به آرام بالا می آید . دکمه را متوقف شود.
زاویه پاسین میانجی		ابن دکمه را فشار دهید و استراحتگاه به آرام پایین می آید . دکمه را متوقف شود.

### Adjust Angle

دکمه خودبین		ابن دکمه را فشار دهید ، تک جلو چوب به سمت جلو منتقل می شود . دکمه را متوقف شود.
دکمه پلند شدن		ابن دکمه را فشار دهید ، تک جلو چوب به سمت جلو منتقل می شود . دکمه را متوقف شود.

### ۳. ماساز را شروع کنید

- دکمه قرمز را فشار دهید تا ماساز شروع شود
- نقطه ماساز بالته خود را مشخص کنید و سپس بطور طودکار وضعیت شانه ها شناسیم می شود .
- پس از اتمام مسافت اندیب پسیم دیشندید . حال می توانید وضعیت شانه را با دکمه های Adjust sholder تنظیم کنید این وضعیت در ۷ درجه قابل تنظیم می باشد . ۱ ثانیه پس از تنظیم مسندلی شروع به کار خواهد کرد .
- دکمه های عملکرد ماساز اتوماتیک . مرآبین را نسخه می کند .
- دکمه هایی عملکرد ماساز اتوماتیک بالته خود را مشخص کنید و شانه پشت گمر و دکمه های ماساز گیسه هایی پایین تنه روزان طراحده بود . اگر هر یکی از آنها را فشار دهید . ماساز اینجا طراحده شده همانطور که از قبل مذکور شده

	مکانیزم را بالا میرید تا به شانه برسد
	مکانیزم را پایین می آورد تا به شانه برسد

Suitable shoulder position



۳. دسته همانز کاربردی را فشار دهید تا همانز شروع شود
- الف) همانز ملکرde در حالت نظیر و وضعیت شانه، دسته های ملکرde مکان A,B,C چشمک من زند هر یک از آنها را فشار دهید. همانز انجام خواهد شد همانطور که از قبل ذکر شده. دسته های ملکرde حافظه روشی را داشتند
- ب) همانز ازوناتیک خاص، همانز ازوناتیک بالائی، همانز ازوناتیک پایین را

دسته	عملکرد همانز	وضعیت نهایی	ویرگی همانز	مود
همانز ازوناتیک بالائی	گردش خون را فعال می کند	همانز نسبتاً مددگار		Auto 01
	در حالت کشش در گمر، دسته همانز کار نمی کند. زاویه همانز نمی تواند تنظیم شود. اگر من یا واقعیت از این حالت طاری شروع شد همانز ازوناتیک دیگر را فشار دهید را دستگاه را بازگشتن کنید	همانز کشش کمر		Auto 02
	همانز تنشیب اندام	همانز تنشیب اندام		Auto 03
	وفع فیزیکی بدن	همانز تنشیب فشر		Auto 04
همانز ازوناتیک	روشنتر مانفده شانه و گردن را همانز می دهد	همانز مانفده و گردن		Auto F1
	روشنتر مانفده پشت و کمر را همانز می دهد	همانز پشت کمر		Auto F2

Name	Button	Massage function	Massage feature	Display status
ماساژ اتوماتیک		تنظیم شدت ماساژ فشار هوای پائین تنه	بیشتر یا، ساق و کفل را ماساژ می دهد	پائین تنه را ماساژ می دهد

ماساژ دستی بالائی

		دسته معلمکرد	توضیح وضعیت نمایش	نتایج گوی های ماساژ	دسته معلمکرد
M ASAGE	ساق				سرعت، قدرت، عرض
	انگشت				سرعت، عرض، قدرت
	کف				سرعت، قدرت
	ضریب ای با گفت				سرعت، عرض، قدرت
	میانی و ضربه لی				سرعت، عرض

سرعت		Speed control	۱۰ انتخاب سرعت وجود دارد
عرض		Width control	۳ انتخاب عرض موجود است

گزینه بین		ماساژ متفاوت از متمرکز	
		ماساژ گردشی در منطقه محدود	
		ماساژ گردشی در کل کسر	
دسته	وضعیت نمایش	نتایج گوی های ماساژ	

معلمکرد : تنظیم وضعیت ماساژ و وضعیت ماساژی تولید در جایهای متغیر و ثابت تنظیم شود

		متاپوزیون بالا	
		متاپوزیون پائین	

## مساز جستن فشار هوایی پایین تنه

گلوبت وله	توضیح و ضعف نظریات	دسته	عنصر
تفکیر انتسابی در شدت	مساز فشار هوای پایین تنه	Lesserbody	پایین تنه
تفکیر انتسابی در شدت	فنا مساز فشار هوای پا و ساقها	Foot&Calf	پاها
تفکیر انتسابی در شدت	فکه مساز فشار هوای کش	Buttocks	بزرگ لشیدگاه کمر
تفکیر انتسابی در شدت	تفکیر شدت مساز فشار هوای پایین تنه	Posterior Incontinence	قدرت

## سطلک همان محتن دیرک

گلوبت وله	توضیح و ضعف نظریات	دسته	عنصر
تفکیر انتسابی در شدت	ویره خشونگاه	Wife	ویره
برشتر محتن هر دوباره	ابروگ دست	Hand	دلو

گلوبت وله	توضیح و ضعف نظریات	دسته	عنصر
درینان با الشده گردانی مادون فریز در پستان وینوچید احساس گردان ملکوب آشید و خانکید آن را روشن میگردید ۳۰ دقیقه بعد عمل می کند	درینان با الشده گردانی مادون فریز در پستان وینوچید احساس گردان ملکوب آشید و خانکید آن را روشن میگردید ۳۰ دقیقه بعد عمل می کند	Wife	گردان یا پستان کمر
عینک الکترو	عینک الکترو	Hand	کمکه پا

گلوبت وله	توضیح و ضعف نظریات	دسته	عنصر
گلوبت کاریابی داشتن	گلوبتی ایجادی داشتن	+	گلوبتی ایجادی داشتن
	گلوبت داشتگی ایجادی داشتن	-	گلوبت داشتگی ایجادی داشتن
	گلوبت داشتگی ایجادی داشتن	+	گلوبت داشتگی ایجادی داشتن

گلوبت وله	توضیح و ضعف نظریات	دسته	عنصر
پادشاهی موسیقی	وضعیت روشن / خاموش	+	وضعیت روشن / خاموش
	موسیقی پاپ	+	موسیقی پاپ
	موسیقی بندی	+	موسیقی بندی
	لذایش، صدا	-	لذایش، صدا
	لذایش، صدا	+	لذایش، صدا


دستگاه را خاموش کنید و ماساز را متوقف کنید

الف ا در طی ماساز دکمه قرقر را فشار دهید تا همه اعمال ماساز متوقف شود . پسقی سندلی و پیشتر پالهای بطور خودکار به حالت اول بر می گردند

ب ا در حالتی که دکمه های حافظه A,B,C چشمگیر نباشد، هر یک از آنها را فشار دهید تا شروع ماساز قبل از اینکه تمام شود ذخیره شود. کنترل VFD وضعیت حافظه را روشن نشان می‌دهد . یا میتوانید دکمه قرقر را خاموش کنید تا دستگاه خاموش شود. مکانیزم ماساز می‌تواند ذخیره شود .  
یا میتوانید اثناهه متناظر به قدر و بطور خودکار خاموش شود و مکانیزم ماساز میتواند ذخیره شود .



### (3)Cut off the power




چطور موسیقی MP3 را دانلود کنیم :

۱. صندلی مساز را خاموش کنید
۲. دیسک را از نوازنده MP3 خارج کنید
۳. دیسک را به USB در کامپیوتر وارد کنید
۴. موسیقی موجود علاوه تان را در دیسک دانلود کنید. اگر نشد بیشتر است Fats32 فرمت شود
۵. پس از کامل شدن دانلود بیفایل ذخیره USB را حذف کنید
۶. دیسک را از کامپیوتر در آورید
۷. دیسک را به USB در نوازنده MP3 وارد کنید
۸. حال موسیقی MP3 تجدید شد. همتوانی صندلی مساز را روشن کنید

توجه :


اگر MP3 اجرا نشد، لطفاً در ابتدا دیسک را در کامپیوتر قبل از دانلود فرمت کنید. سپس از دستور العمل پیروی کنید تا دیسک را به USB در نوازنده موسیقی وارد کنید



(1) MP3 player



(2)



(3)

(2) U-disk front cover

(3) U-disk

## فرآهم گردن بالشک و پشتی و عملکرد

با استفاده از پشتی که میتواند ماساژ ورزی شانه و گردن را کاهش دهد، میتواند بر اساس تغذیه شما تعیین کند که آیا از پشتی بالش استفاده میکنید یا خیر پشت پشتی ها با یک زیب به پشت صندلی متصل است  
نمی توانید پشتی را برای استفاده برداشید زیرا به شما آسیب میرسد



## ۳. نصب و استفاده از کنترل و سینی هیز چای

کنترل را روی صندلی ماساژ نصب کنید


کنترل را به قفسه کنترل در صندلی نصب کنید

کنترل می تواند آزادانه و بطور عمودی بچرخد

کنترل می تواند آزادانه و بطورافقی بچرخد


سینی هیز چای را به صندلی ماساژ نصب کنید

سینی هیز چای را در قفسه بگذارید



دسته های گتاره ای صندلی و ساق پا را در صندلی مساز نصب کنید

۱. یک نفر قسمت پا را بلند می کند و یک نفر دیگر دسته صندلی را بلند می کند. بگذارید اخواه کننده دسته صندلی آن را در چهار چوب وارد کند
۲. پیچ را در زیر موقعیت پاشتنی دسته ثابت کنید
۳. پخش ارتباطی کیسه هوای بازو را به اخواه کننده صندلی ثابت کنید. سپس صفحه پوشش کوچک را پیوشقانید




۴. اینداه گردن گیرنده بازو و ساق پا و استفاده از آن

۱. صفحه پوشش کوچک را باز کنید، ارتباط را قطع کنید ۲. پیچ را مثل کنید ۳. یک نفر تکیه گاه پا را بلند کند و یک نفر دیگر دسته صندلی را بلند کند. گرداننده دسته را از گرداننده بردارید
۴. نصب تکیه گاه کنترل دستی



#### ۶. نصب تکیه گاه کنترل دستی



۱. سینی جعبه کنترل دستی و میله فلزی تکیه گاه را آماده کنید.  
در ابتدا، بیچ ثابت شده را از روی سینی جعبه کنترل دستی برای استفاده در آینده بردازید.



۲. قسمت گرد عینه تکیه گاه را به سطح کروی هلقه سینی جعبه کنترل دستی وارد کنید.



۳. بیچ را کامل مددکم کنید. به جهت بیچ توجه کنید: از راست به چپ



۴. لوله ثابت سیلندری را آماده کنید



۵. لوله ثابت سیلندری را به حفره دسته مبدلی راست وارد کنید.  
توجه داشته باشید که سه حفره در لوله باید به سه حفره در لبه پرجسته دسته متصل شود.



۶. سدیچ را مددکم کنید



۷. اجزا، بست جعبه کنترل دستی را آماده کنید.



۸. اجزا، بست جعبه کنترل دستی را به ازوله ثابت سیلندری وارد کنید، با لاطر داشته باشید که سری های داخلی و خارجی حفره های نصب باید به یکدیگر متص禄 شوند.



۹. دو پیچ را آماده کنید تا به هر طرف محکم شود.




۱۰. دو پیچ را در هر طرف پیچ کنید تا نصب پایان یابد.

۱۱. دستور العمل نصب سیلندر الکتریکی پشتی صندلی

۱. در اینجا، تکیه گاه را در قسمت پایینی بست پشتی و نقطه تکیه گاه بالاتر در سیلندر الکتریکی پشتی را در بست پایه بیداکنید.

۲. میله گیره را به حفره های نصب در سیلندر الکتریکی و گیرنده در انتهای پایین پشتی به ترتیب وارد کنید.

۳. و در پایان، پیستون را در انتهای میله گیره محکم کنید.



## ۱۳. حفاظت اگز

صندلی همساز را روی کف چوبی قرار دهید زیرا مدت طولانی ممکن است کف خراب شود بنابراین .  
یک فربیش باشد، دیگر قرار دهید تا این فسارت جلوگیری گنید  
اخطار : صندلی را با چرخهایش روی کف چوبی، زمین سفت در یک قفسهای پارک حرکت ندهید . دو  
نفر باید صندلی را بلند کنند



## چهار: صندلی را حرکت دهیم

طمدن شود که سیمها در سر راه شما تیستند قبل از اینکه صندلی را به سمت عقب روی چرخ عقب  
بروید . سپس صندلی را به سمت عقب یا جلو پنهان کنید

