


StimaWELL MTRS



راهکاری نوین در الکتروترایپی دردهای کمر و پشت

ما هیچ چیز را به شانس واگذار نمی کنیم



schwa-medico
HOLISTIC HEALTH

شریک توانمند شما در درمان درد، توانبخشی، و فیزیوتراپی

- دارای تکنولوژی به ثبت رسیده و انحصاری تحریک عمقی دینامیک (DDS)
- بیش از ۱۵ مقاله علمی و بالینی به چاپ رسیده و ارائه شده
- دارای گواهی مدیریت کیفیت در تولید تجهیزات پزشکی (ISO13485)
- دارای گواهی استاندارد تجهیزات پزشکی اتحادیه اروپا (CE MDD)
- کمپانی Schwa-Medico آلمان با بیش از ۴۰ سال تجربه در ساخت تجهیزات الکترو تراپی برای توانبخشی



TECHNICAL DATA

Max. output voltage under load RL = 500 Ω 65 Vss
BASIC FREQUENCY
Pulse shape biphasic, symmetrical rectangle
Frequency 2 kHz–6 kHz, deviation < 1%
LOW-FREQUENCY MODULATION
Pulse shape biphasic, symmetrical rectangle
Frequency 1–100 Hz
Modulation depth infinitely variable from 0–100 %
SWELLING MODULATION
Rise time, working time, descent time each 0.1–25.5 s
Modulation depth infinitely variable from 0–100 %
MAT TEMPERATURE 20 °C to 40 °C in 5 ° steps
Basic unit 195 x 285 x 245 mm
Stimulation mat 55 x 420 x 750 mm
WEIGHT
Basic unit approx. 5 kg
Stimulation mat approx. 8.5 kg
WORKING CONDITIONS
Temperature range 10 °C to 40 °C
Relative atmospheric humidity 30 % to 70 %
STORAGE CONDITIONS -10 °C to 55 °C
Relative atmospheric humidity 30 % to 90 %



ارائه دهنده فن آوریهای نوین در گستره سلامت
تهران، خیابان شهید یهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی،
کوچه آزادگان، شماره ۲۴، واحد ۱
۸۸۵۵۹۲۵۴، ۸۸۵۵۹۱۸۷، ۸۸۵۵۹۱۷۵

شرکت شفاف الکتروپزداش
نماینده انحصاری SchwaMedico در ایران

آیا به معنای واقعی کلمه به
درمان هر مراجعه کننده
اهمیت می دهد؟



StimaWELL MTRS با معنای حقیقی، سلامت مراجعه کنندگان را تضمین خواهد داد.



میزان رضایت بیماران از شما چندین برابر خواهد شد

تلقیق خدمات با میزان بالای رضایت بیماران از نظر درمان هایی که در درمانگاه یا مطب شما صورت می گیرند کمک شایانی به شناخته شدن و موفقیت شما کرده و سیل جدیدی از بیماران را روانه درمانگاه یا مطب شما می کند.

بیماران شما مایل خواهند بود در مقابل دریافت خدمات رضایت پخش، هزینه ای مناسب با آن را پرداخت کنند. علاوه بر این، بیمارانی که از خدمات شما رضایت دارند و مرتب نیازمند درمان های مؤثر هستند، به سرعت سود سرمایه گذاری شما را پرداخت می کنند.

در آمد دستگاه تضمین شده است. مدت زمان استفاده در هر جلسه درمان ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است و اغلب ۱۰ جلسه پیشنهاد می شود.



قابلیت تطبیق پذیری دستگاه با علائم ویژه هر بیمار و ضعفهای عضلانی او این امکان را می دهد که درمان نه براساس علائم از پیش تعیین شده، که بر اساس علائم اختصاصی هر فرد انجام گیرد.

در حالی که درمان روند عادی خود را طی می کند، بیمار از امواج عمقی خوشایند StimaWELL MTRS لذت برده و تجربه ای دلنشین از یک جلسه درمانی را خواهد داشت.