

پوشش محافظتی در برابر انتقال میکروارگانیسم‌ها

چرا کپشیلد

- افزایش طول عمر پروب
- کاهش مصرف ژل
- کاربرد آسان بدون اختلال در تصویر برداری
- در چهار سایز کوچک، متوسط، بزرگ و واژینال
- یکبار مصرف در دو نوع استریل و غیراستریل
- مورد استفاده برای تمامی پروب‌های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی
- محافظت در برابر انتقال میکروارگانیسم‌ها از طریق تماس با پروب
- رول شده با ماده اولیه لاتکس
- هر جعبه شامل ۱۰۰ عدد

کپشیلد را همانند تصویر بر روی پروب قرار داده و سهولت کار با آن را تجربه کنید.



نوع پروب	سایز کپشیلد
Echocardiography Linear - TCD	Small
Linear - Convex	Medium
Convex - 3D/4D	Large
Vaginal/Rectal	Intracavitary (IC)

Add.: 2nd Floor, No. 4, Kaaj Dead End,
North Shirazi St., Mollasadra St.,
Vanak, Tehran, Iran
Tel.: +9821 88 046 046

www.medomars.com
info@medomars.com