



Medical Equipment Company



AQUA MARS

WE'VE CREATED BEFORE YOU NEED!

آکوا مارس محلولی برای مراقبت از پوست و موی شما است.

آب ترکیب اصلی موجود در فرمولاسیون آکوا مارس می‌باشد. در مراحل تولید آکوا مارس از فرآیند الکترولیز آب استفاده می‌شود، بنابراین آب مورد استفاده در این محلول PH-(Potential Hydrogen) کمتر از 7 خواهد داشت. در آب الکترولیز شده خوشبها کوچک (سبک) تبدیل می‌شود و در نتیجه آب از قدرت نفوذ و مرطوب کنندگی بالا برخوردار می‌گردد.

مناسب برای مراقبت روزانه

دارای خاصیت آنتی سپتیک (تنها به دلیل نوع آب مورد استفاده در فرمولاسیون محصول، بدون ماده شیمیایی) **کاربردها:**

درمانی

آرایشی \_ یهداشتی

- ◀ تسريع در ترميم و خشک کردن زخمها
- ◀ ضدعفونی کردن دست و صورت، جلوگیری از عفونت
- ◀ کاهش درد و التهاب ناشی از سوختگی های جزئی در پاک کننده طبیعی بدون مواد شیمیایی برای کرم های روزانه
- ◀ کاهش درد و التهاب ناشی از سوختگی های جزئی در لیزر و زخمها، بریدگی ها و حشره گزیدگی قابل استفاده برای بعد از اصلاح (جلوگیری از التهاب)
- ◀ مکمل داروهای کاهش رشد قارچ و بیماری های قارچی جلوگیری از شوره سر و ریزش مو
- ◀ مکمل داروهای اگزما و پسوریازیس قبل و بعد از استفاده از شامپو، اسپری شود.
- ◀ یهود و جلوگیری از آکنه و لکه های پوستی