

بن ماری سرولوژی (سیرکولیشن)



Banmari Serology



شرکت طرّامی و تجهیزات رادیان نوآور
با مسئولیت محدود

Model

504-1010



جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرمدشت ، بعد از سیاه سنگ ، ۱۸ متری قائم ، نبش دانش ۵ ، پلاک ۱۰۲
تلفن ۷۶۲۱۹۱۲۳ - ۷۶۲۱۹۱۱۳ - ۷۶۲۱۹۱۰۷ فاکس ۷۶۲۱۹۰۸۶ کد پستی ۱۶۵۳۳۹۴۱۰۸
E-Mail : Info@rna.co.ir URL : <http://www.rna.co.ir>

مشخصات کلی دستگاه بن ماری سرولوژی

بن ماری یا حمام آب وسیله‌ای است که از آن در بعضی از آزمایشگاه‌ها جهت کشت باکتری و یا برای انجام تست‌های سرم شناسی، ترکیب مواد آگلوتیناسیون، آزمایش‌های دارویی و حتی در روش‌های انکوباسیون صنعتی و غیره استفاده می‌شود. این دستگاه در دو نوع تولید می‌گردد، سرولوژی و جوش که هر کدام کار برد خاص دارد، در بخش مقالات این شرکت توضیح بیشتری داده شده.

- بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی
- سطح بدنه و داخل دستگاه از جنس استنلس استیل
- دارای المنت مرغوب آلمانی
- تایمر دیجیتال
- کنترل دور دیجیتال برای بن ماری سرولوژی
- دارای سیستم سیرکولیشن قابل تنظیم آب برای یکنواختی دما در تمام زوایای محفظه
- دارای سیستم هشدار دهنده دیداری و شنیداری در صورت ایجاد اشکال در دستگاه
- دارای سیستم محافظ جهت قطع برق در صورت نرسیدن آب به مخزن
- دارای سیستم محافظ المنت
- دارای کنترلر دما و زمان تک حافظه ای قابل تنظیم
- در این دستگاه از عایق بندی بسیار مناسب استفاده شده تا از اتلاف حرارت جلوگیری شود و در مصرف برق صرفه جویی گردد
- دما از دمای محیط تا ۶۰ درجه سانتیگراد

شماره سفارش	ارتفاع*عرض*طول (سانتیمتر)ابعاد داخلی	ظرفیت لیتر	تیپ	فرکانس (هرتز)	توان وات
504-1010	10*26*39.5	15	سیرکوله	50	300

شماره سفارش	ارتفاع*عرض*طول (سانتیمتر) ابعاد خارجی	میران (آمپر)	ولتاژ (ولت)	وزن کیلوگرم
504-1010	34*39*52	1/3	220	18

جاده آبدلی ، منطقه صنعتی خرم‌دشت ، بعد از سیاه سنگ ، ۱۸ متری قائم ، نبش دانش ۵ ، پلاک ۱۰۲
تلفن ۷۶۲۱۹۱۲۳ - ۷۶۲۱۹۱۱۳ - ۷۶۲۱۹۱۰۷ فاکس ۷۶۲۱۹۰۸۶ کد پستی ۱۶۵۳۳۹۴۱۰۸
E-Mail : Info@rna.co.ir URL : <http://www.rna.co.ir>