

هود آزمایشگاه پاتولوژی


# Hood Patology



شرکت طراحی و تجهیز رادیان نوآور  
با مسئولیت محدود

Model

513-1040



جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرمدشت ، بعد از سیاه سنگ ، ۱۸ متری قائم ، نبش دانش ۵ ، پلاک ۱۰۲  
تلفن ۷۶۲۱۹۱۲۳ - ۷۶۲۱۹۱۱۳ - ۷۶۲۱۹۱۰۷ فاکس ۷۶۲۱۹۰۸۶ کد پستی ۱۶۵۳۳۹۴۱۰۸

E-Mail : [Info@rna.co.ir](mailto:Info@rna.co.ir) URL : <http://www.rna.co.ir>

## مشخصات کلی دستگاه هود پاتولوژی

هود پاتولوژی جهت آزمایش‌های مولکولی، سلولی، بافت‌ها، عملکرد ارگان‌های زنده، بررسی مایعات و سایر نمونه‌های اخذ شده از بدن همانند: ادرار، خون، مدفوع و نمونه‌های ظاهری (گوشت، کیست)، سلول‌های سرطانی و ... که توسط پاتولوژیست یا سایر پزشکان انجام می‌شود، در آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از نکات قابل توجه در استفاده از **هود پاتولوژی** ساخته شده توسط این شرکت، فن یا مکنده هوا است که وظیفه آن هدایت تمامی گازها و آلاینده‌ها و بخارهای سمی به سمت خارج از فضای آزمایشگاه است. تا به این ترتیب هوایی پاک و بدون آلودگی برای کاربران فراهم شود. این کار علاوه بر حفظ سلامت پرسنل، از نمونه‌های آزمایشگاهی و آلوده شدن آنها نیز محافظت می‌نماید.

- ابعاد اتاقک دارای قابلیت سفارشی سازی به درخواست مشتری محترم
- بدنه از جنس ورق فولادی با پوشش اپوکسی الکترواستاتیک
- دیواره و کف اتاقک از ورق استینلس استیل
- دارای سینک از جنس استینلس استیل (نصب شده در سمت راست اتاقک)
- دارای طراحی منحصر بفرد جهت مکش حداکثری گازهای داخل اتاقک بویژه فرمالین
- دارای دو عدد لامپ UV (نصب شده در داخل اتاقک)
- دارای دو عدد لامپ LED (نصب شده در سقف اتاقک)
- دارای لامپ هالوژن متحرک جهت تمرکز بیشتر و دید بهتر بر روی نمونه
- قابلیت نصب فن و فیلتر کربن اکتیو جهت رعایت بهداشت ایمنی محیط به خواست خریدار محترم (باتعیین قیمت)
- دارای شیشه سکوریت با بالابر برقی و قابل کنترل، به منظور حفاظ بین اراتور و داخل اتاقک
- دارای دیواره نامرئی ورود هوا بین اپراتور و اتاقک به منظور ایمنی بیشتر اپراتور از آلودگی عفونی
- دارای شیر و نازل آب (شاوری) با کنترلر پدالی برقی به منظور عدم استفاده از دست، جهت قطع و وصل آب
- دارای فیوز محافظ جان، جهت ایمنی بیشتر در هنگام استفاده از دستگاه
- مجهز به سیستم کنترلر میکروپروسور (قابل برنامه ریزی)

جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرم‌دشت، بعد از سیاه سنگ، ۱۸ متری قائم، نبش دانش ۵، پلاک ۱۰۲  
تلفن ۷۶۲۱۹۱۲۳ - ۷۶۲۱۹۱۱۳ - ۷۶۲۱۹۱۰۷ فاکس ۷۶۲۱۹۰۸۶ کد پستی ۱۶۵۳۳۹۴۱۰۸  
E-Mail : [Info@rna.co.ir](mailto:Info@rna.co.ir) URL : <http://www.rna.co.ir>

## مشخصات کلی دستگاه هود پاتولوژی

- دارای سیستم ارت برای اتصال دستگاه به زمین به منظور ایمنی بیشتر

توان وات	فرکانس (هرتز)	توان لامپ UVوات	وزن کیلوگرم	ارتفاع*عرض*طول (سانتیمتر) ابعاد داخلی	شماره سفارش
250	50	20	120	105*63*146	513-1040

مجموع هوا دهی مترمکعب بر ساعت	ولتاژ (ولت)	پریمان (آمپر)	ارتفاع*عرض*طول (سانتیمتر) ابعاد خارجی	شماره سفارش
2500	220	1.14	210*80*150	513-1040

جاده آبدلی ، منطقه صنعتی خرمدشت ، بعد از سیاه سنگ ، ۱۸ متری قائم ، نبش دانش ۵ ، پلاک ۱۰۲  
تلفن ۷۶۲۱۹۱۲۳ - ۷۶۲۱۹۱۱۳ - ۷۶۲۱۹۱۰۷ فاکس ۷۶۲۱۹۰۸۶ کد پستی ۱۶۵۳۳۹۴۱۰۸  
E-Mail : [Info@rna.co.ir](mailto:Info@rna.co.ir) URL : <http://www.rna.co.ir>